

メガコードキッドと SimPad PLUS を組み合わせて使用し、小児を対象とした広範囲の救命処置トレーニングを実施できます。AHA-PALS コースなど、様々な教育の現場で活用されています。

メガコードキッド

① 救命関連の様々な処置に対応

マネキンは6歳児を想定しており、救命に関連する様々な処置を行うことができます。

トレーニング可能な処置：

- ・経口/経鼻挿管、各種エアウェイの使用
- ・バッグバルブマスク換気、胸骨圧迫
- ・除細動
- ・骨髄穿刺および輸液（右脛骨）
- ・静脈路確保および輸液（右腕）
- ・外傷トレーニング（オプションの小児トラウマモジュールを装着）
- ・フィジカルアセスメント
 - 頸動脈拍の確認（マニュアル操作）
 - 各種バイタルサインの確認（モニタを使用）
 - 心音/呼吸音/腹部音（正常・異常）の聴取
 - 発語（プリセットおよびマイク経由）の確認



SimPad PLUS



メガコードキッド

② あらゆる患者状態を再現

SimPad PLUSを使い、様々なバイタルサインの変化を自在に再現。また呼吸音・心音のシミュレートや発声も可能です。

SimPad PLUSと患者モニタの組み合わせで再現可能な項目：

- ・心電図(3誘導および12誘導)、心拍数
- ・SpO2および脈波、脈拍数
- ・血圧（観血および非観血）
- ・呼吸数
- ・体温



モニタ端末（オプション）

SimPad PLUS

① シミュレーションを簡単に

タッチパネルで直観的に操作。わかりやすいアイコンやメニューにより、どなたでも簡単にお使いいただけます。

② 評価を手軽に

マネキンの操作をしながら、トレーニング内容も記録できる機能を搭載。客観的な評価記録により教育効果が高まります。

③ 簡単便利なバイタル設定

症例ごとのバイタル値を事前に登録できるため、トレーニングを行うたびにバイタル設定を行う手間が省けます。



製品情報

カタログ番号	商品名	価格 (税込)
231-05050	メガコード キッド 構成品：マネキン本体、潤滑剤、ジャケット/パンツ、ソフトケース、取扱説明書	¥ 1,529,000
204-30001	SimPad PLUSシステム 構成品：SimPad PLUS本体、リンクボックスPLUS、シミュレータ装着用ストラップ、リチウムイオンバッテリー、シミュレータ接続ケーブル、ACアダプタ(2個)、USBケーブル、取扱説明書	¥ 363,000
204-50150	LLEAP for SimPad PLUS ライセンス SimPad PLUSシステムを使用するためには、ライセンスが必要となります。	¥ 495,000
204-30001PP	SimPad PLUSワイド保証 落下や水没などによってSimPad PLUS本体が使用不能になってしまった場合でも、無償で交換させて頂く追加保証プログラムです。 ※ご購入と同時にご加入頂く必要があります。2年間または3回までの交換に対応します。期間更新はありません。またリファーマビッシュ器との交換になります。なお紛失・盗難は保証に含まれません。	¥ 132,000
400-09201	操作・モニタ端末(タブレット型) SimPad PLUSと組み合わせて動作する患者モニタです。シミュレーションの幅が広がります。	¥ 514,800
200-EDSP300	ナーシング/メガコード再履修コース SimPad 1日 インストラクション付 マネキンとSimPad PLUSをシミュレーション教育でどう活用するかを学んで頂くコース。	¥ 330,000

オプション

カタログ番号	商品名	価格 (税込)
277-00001	小児トラウマモジュール 	¥ 319,000

個別スキルトレーニングに

血圧測定トレーニング

375-42050 価格 165,000円 (税込)

SimPad血圧トレーナー

- 徐脈や不整脈など難しい条件でも、聴診法と触診法で血圧を測定できます。
- 橈骨と上腕で脈拍を触知可能です。
- SimPadを使って脈拍数の変更、脈拍の強度変更、不整脈の再現などができます。
- 専用カフ、ソフトケースが付属します。



製造販売元

ルールダル メディカル ジャパン株式会社

カスタマーサービス

☎0120-309-060 www.laerdal.com

LMJ-MC-0066 | Rev.01-2304



Laerdal
helping save lives