



Laerdal

helping save lives



気胸トレーナ

気胸トレーナは、両側の緊張性気胸を設定し、腋窩中線・鎖骨中線エリアで胸腔穿刺による脱気ができるようデザインされている成人半身モデルです。

特徴:

- 実施可能なトレーニング
- ランドマークの確認
- 左右の腋窩中線・鎖骨中線への胸腔穿刺

構成品

- トレーナ本体
- 気胸バルーン交換キット
- タンクトップ
- キャリーケース
- 取扱説明書

カタログ番号	製品名	価格 (税込)
260-05001	気胸トレーナ	¥ 352,000
260-01250	胸部スキン気胸	¥ 82,500
200-00150	気胸バルーン交換キット	¥ 10,010
200-02450	左脇下気胸パッド	¥ 6,600
200-02550	右脇下気胸パッド	¥ 6,380
200-01850	バルーン腋窩部	¥ 15,400

製造販売元

レールダルメディカルジャパン株式会社

お問い合わせ先 ☎ 0120-309-060

CustomerService.jp@laerdal.com