



レールダル-SonoSim超音波ソリューション 2.0

超音波シミュレーションをSimManで実現するために

レールダル-SonoSim超音波ソリューション 2.0では、SimManの機能と超音波診断のトレーニングテクノロジーを統合することで、いつでも簡単に超音波診断が行えるようになりました。これにより、病理所見を含む実際の超音波診断症例を用いた超音波診断トレーニングとフルスケールシミュレーションが融合できます。

レールダル-SonoSim超音波ソリューション 2.0

シミュレーショントレーニングを進化させる

シミュレーショントレーニングの重要な要素

レールダル-SonoSim超音波ソリューション2.0には、自己学習やチームトレーニングのための使いやすく臨床に即した超音波トレーニングマテリアルと熟練度アセスメントツールが含まれます。

包括的な教育ソリューション

レールダル-SonoSim超音波ソリューション2.0は、SimMan®シリーズのシミュレータに対応しています。トレーニングコンテンツとして、救急外傷診断(eFAST)、救急ショック診断(RUSH)、救急心エコー診断に関する症例を網羅しています。

柔軟性

バージョン2.0では、新しい超音波インターフェースと新機能の搭載により、超音波画像がより柔軟に再現できるようになり、操作性も向上しました。

リーディングパートナーとの協働

レールダルは医療安全の向上のため、またより多くの命を救う活動を支援するために、超音波診断トレーニングの世界的なリーディングカンパニーであるSonoSim社と提携しています。レールダルのソリューションは、シンプルで使いやすく、入手しやすい価格帯で、トレーニングの効果を最大限に発揮できるよう設計されています。



	製品番号	製品名	付属品
SimMan専用	390-01350	レールダル-SonoSim 超音波ソリューション 2.0 SimMan	<ul style="list-style-type: none">• SonoSim LiveScanプローブ• RFIDタグ• クイックスタートガイド
	390-01550	SimMan LSUS 2.0 3年間サブスクリプション	<ul style="list-style-type: none">• LLEAP超音波用ライセンス• SimMan超音波シナリオ3種類へのアクセス
	400-10201	操作・モニタ端末	<ul style="list-style-type: none">• ソフトウェアインストール済みノートパソコン
	390-01500	現在LSUSご利用の方向け アップグレードSimMan LSUS2.0 3年間サブスクリプション	<ul style="list-style-type: none">• LLEAP超音波用ライセンス• SimMan超音波シナリオ3種類へのアクセス
SimManに付属		救急外傷診断 (eFASTプロトコル)	<ul style="list-style-type: none">• 外傷治療10症例• 外傷治療10シナリオ
		救急心エコー診断 (e-FATEプロトコル)	<ul style="list-style-type: none">• 心肺蘇生法10症例• 心肺蘇生法10シナリオ
		救急ショック診断 (RUSHプロトコル)	<ul style="list-style-type: none">• クリティカルケア10症例• クリティカルケア10シナリオ

※2019年9月より以前に購入したSimManシリーズでレールダル-SonoSim超音波ソリューション2.0を使用するには胸部スキンが必要となります

詳しくはこちらをご覧ください www.laerdal.com

