



# Laerdal

helping save lives



## AED トレーナ

BLS（一次救命処置）および応急処置、地域のCPR講習の効率性を向上できる汎用AEDトレーニングデバイス

AED トレーナは、一般的なAEDと同等の使用体験を再現できるデバイスです。この AED トレーナをご使用になれば、BLS や応急処置、地域の心肺蘇生プログラムの効率性が向上します。また、そのプログラムの一環として、基本的なコンピテンシーを身に付けることもできます。バイスタンダーにとって大変わかりやすく、医療従事者にとっても充実性の高い携帯用デバイスです。AED トレーニングという単独の用途でも、Q CPR アプリに統合した CPR シナリオの中でもご使用できます。

ユーザーは、1 台のデバイスを単独で使用することも、同じアプリで講習会の複数のデバイスを制御することもできます。



# AED トレーナ



## 講習会向き

同じアプリで1つまたは複数の AED トレーナを制御

## プリセットのシナリオ

一般的に想定されるシナリオ 6種類を搭載

## 将来の変化にも対応

将来のニーズに合わせてアップグレードできるように設計されています。

## レールダルリンクに対応

レールダルリンク対応マネキンでは、パッドの自動検出が可能

## 汎用デザイン

市場の主要 AED の規約に則って設計/ 製造

## QCPR 対応

AED トレーナと QCPR マネキンを同じ講習会内で統合可能

## 言語オプション

AED のプロンプト言語を容易に変更可能

## 環境に配慮

CO2 の影響軽減を目指し、リサイクル素材を採用 / デザインを改善



ご注文について:

### 主要製品

- 197-02050 AED トレーナ 3 パック
- 197-01050 AED トレーナ 1 パック
- 197-03050 AED トレーナ 本体のみ

### 消耗品


- 198-80550 標準トレーニング パッド
- 198-80750 AED リンクトレーニング パッド
- 198-80650 小児用トレーニング パッド

### アクセサリ

- 197-10050 AED トレーナ 搬送バッグ 6 パック用

## QCPR アプリ

1つのアプリで6台までの AED トレーナとマネキンをコントロールし、フィードバックを得ることができます。App Store および Google Play から無料でダウンロードいただけます。



詳しくは、[Laerdal.com](https://www.laerdal.com) をご覧ください



**Laerdal**  
helping save lives

©2023 Laerdal Medical 無断複製・転載を禁じます。2304-1039394670 LMJ-MC-0154 | Rev.00-2309

レールダルメディカルジャパン株式会社  
お問合せ先: 0120-309-060 / [CustomerService.jp@laerdal.com](mailto:CustomerService.jp@laerdal.com)