



Laerdal

helping save lives



AED レサシアン QCPR 全身/半身

レサシアン QCPR は、CPR トレーニングを新たなレベルの正確さと熟練度に引き上げるのに役立ちます。実際の緊急事態で使用されるのと同じ手順、機器、手法を用いてトレーニングすることで、個人のスキルとチームワークの両方を完璧にすることができます。またレールダルリンク機能搭載の AED レサシアン QCPR では、レールダルリンクテクノロジーを使用することで、マネキンのセンサーがパッドの正しい位置への装着を感知し、それに応じて AED トレーナのシナリオを進めます。

レールダルリンクテクノロジー



フィードバック



パッド装着



AED トレーナ3

マネキンのセンサーがパッドの正しい位置への装着を感知するまで、AED のシナリオが進みません。
(AED トレーナ3 に対応)

主なトレーニング

CPR

- ・質の高いCPRのためのフィードバック（フィードバックデバイス併用時）
- ・口対口人工呼吸
- ・フェイスシールド、ポケットマスク、BVM換気
- ・気道確保
- ・換気時のリアルな胸部の挙上
- ・セリック法、陽圧喚起、気道閉塞
- ・声門上器具（オプションのエアウェイヘッド使用時）

脈拍

- ・頸動脈拍の再現（手動）



除細動

- ・実機を使つての除細動トレーニング（ShockLink併用時のみ）
- ・パッドの位置確認（オプションのAEDスキンとレールダルAEDトレーナまたはShockLink使用時）

QCPR フィードバック

- ・胸骨圧迫の速さと深さ
- ・完全な胸の戻り（リリース）
- ・正しい手の位置（アプリは不对応）
- ・適切な換気量

構成品（共通）

- ・ マネキン本体（半身または全身）
- ・ レサシアンスプリング（30kg/60kg）
- ・ ワイプx4
- ・ マネキンフェイスx3
- ・ ディスポーザブルエアウェイx2
- ・ USBケーブル A-C
- ・ USB 電源アダプタ
- ・ ShockLinkマルチトレーニングパッド
- ・ キャリーバッグ
- ・ トレーニングパッド（全身のみ）
- ・ 取扱説明書
- ・ 重要事項説明書

※レサシアンスプリング45kgとAEDスキンは取付済

※半身モデルはバッグがトレーニングマットとして使用可能

※オプションのフィードバック装置をご用意

カタログ番号

製品名

価格（税込）

173-01260	AEDレサシアンQCPR全身充電式	¥400,000 (¥440,000)
173-00160	AEDレサシアンQCPR半身充電式	¥330,000 (¥363,000)
198-80750	AED リンクトレーニングパッド	¥7,300 (¥8,030)
198-80550	標準トレーニングパッド	¥6,700 (¥7,370)
198-00150	AED トレーナ3	¥85,000 (¥93,500)

フィードバック装置

206-30001	SimPadPLUSスキルレポータ	¥270,000 (¥297,000)
170-30050	スキルガイド	¥12,000 (¥13,200)

製造販売元

レールダルメディカルジャパン株式会社

お問い合わせ：

050-3733-2698 / CustomerService.jp@laerdal.com