



Laerdal

helping save lives



NGチューブ・気道ケアトレーナ

呼吸器疾患患者のケアや、経鼻・経口アクセスによる胃腸ケアをトレーニングするために設計されたタスクトレーナです。両側の緊張性気胸を設定し、腋窩中線・鎖骨中線エリアで胸腔穿刺による脱気が可能です。また、人工呼吸管理患者のケアおよび経鼻・経口アクセスによる経管栄養チューブ挿入のトレーニングも実施できます。

特徴:

- ・ 頭部には解剖学的ランドマークがあります
- ・ 肺や胃は処置のために液体で満たすことができます
- ・ 気管支のケアと吸引
- ・ NGチューブの挿入と抜去
- ・ 胃洗浄



カタログ番号	製品名	価格 (税込)
375-10001	NG チューブ・気道ケアトレーナ	¥ 247,000 (271,700)
250-21050	潤滑剤 (45ml)	¥ 3,600 (3,960)

構成品

- ・ マネキン本体
- ・ タンクトップ
- ・ 潤滑剤
- ・ キャリングバッグ
- ・ 取扱説明書

製造販売元

レールダルメディカルジャパン株式会社

お問い合わせ先：
050-3733-2698 / CustomerService.jp@laerdal.com

LMJ-MC-0051 | Rev.02-2404

※当カタログの記載内容（製品仕様等）は、諸般の事情により予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。