



Laerdal

helping save lives



寸法：幅 (W) 55.0×長さ (D) 167.0cm

重量：約 25.0kg

クラッシュ ケリー

クラッシュ ケリーは、耐久性が高く、頑丈なトレーニング用マネキンです。頭部は気管挿管に対応しており、高度な気道確保トレーニングが行えます。また可動する関節を有しており、救助に関する様々な状況設定下でご使用いただけます。オプションモジュールを併用することで、外傷、応急処置などのトレーニングも行えます。

特徴:

- 経口/経鼻挿管
- 片肺挿管の再現
- 触診による評価トレーニングが可能
(手で頸動脈を発生)
- バッグ・バルブ・マスク換気
- 吸引器を使用したトレーニングに対応
- 関節部は人体に即した構造
(頸椎固定カラーやバックボードの使用に対応)

構成： マネキン本体、潤滑剤、工具一式、取扱説明書

*ケースはオプションとなります。

BTLS外傷セット



アドバンストラウマモジュール



トラウマモジュール



カタログ番号	商品名	価格 (税込)
201-10001	クラッシュ ケリー	¥886,000 (¥974,600)
200-00350	ソフトケース	¥73,000 (¥80,300)
381655	ハードケース	¥210,000 (¥231,000)
275-0001	BTLS 外傷セット	¥577,000 (¥634,700)
276-10001	トラウマモジュールセット	¥350,000 (¥385,000)
276-00001	アドバンストラウマモジュール	¥876,000 (¥963,600)

製造販売元

レールダルメディカルジャパン株式会社

お問い合わせ先:

050-3733-2698 / CustomerService.jp@laerdal.com

LMJ-MC-0055 | Rev.02-2404

※当カタログの記載内容(製品仕様等)は、諸般の事情により予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。