



Laerdal

helping save lives



スティフネックセレクト 成人用/小児用

一般医療機器

製造販売届出番号：13B1X00175000004

JMDN コード：35357000

スティフネックセレクトは、成人用は4サイズ、小児用は3サイズに簡単に調整できる頸椎固定カラーです。装着は傷病者頸部の大きさの測定、サイズ選択、調整、ロックの簡単な4ステップです。このカラーでほとんどの成人傷病者に対応でき、優れた頸椎固定を実現します。



装着手順解説動画(2分)

特徴：

- ロックタブにより選択したサイズが固定され、左右非対称になることがありません。
- 頸部開口部を大きくとっているため脈拍確認、高度気道確保処置および視診が容易です。
- 頸椎触診のためにリアパネル開口部に大きな穴を開けています。
- カラーに使用上の指示が印字されているため、慌てることなく装着できます。
- 放射線透過性が高く、装着したまま CT スキャンを行うことができます。

カタログ番号

製品名

価格 (税込)

98001005	スティフネックセレクト	¥ 3,960
98001205	スティフネックセレクト (オリーブグリーン)	¥ 3,960
98002005	スティフネック小児用セレクト	¥ 2,640

