



Laerdal

helping save lives




レールダルポケットマスク

プライベートロゴ
できます
詳しくは
お問い合わせください

ケースの特徴

- ハードケースとソフトケースの2種類のパッケージングが選択可能
- プライベートラベルを使用可能
- オリーブグリーン、黄色、青、黒、迷彩



一方弁とディスポーザブルフィルタは、以前のすべてのバージョンのポケットマスクで使用することができます。

一方弁の特徴

- 酸素インレットにより、患者の自発呼吸の有無にかかわらず酸素を供給することができます
- 一方弁と使い捨てタイプの高品質なテクノスタットフィルタが傷病者と救助者を保護します
- カフは予め膨張しているため、装着が容易で、効果的に密閉します

製造販売元

レールダルメディカルジャパン株式会社

お問い合わせ先：

050-3733-2698 / CustomerService.jp@laerdal.com

カタログ番号	製品名	価格 (税込)
83001105	レールダル ポケットマスク 酸素インレット付き ハードケース (黄)	¥5,100 (5,610)
83004005	レールダル ポケットマスク 酸素インレット付き ソフトポーチ (青)	¥5,100 (5,610)
83004105	レールダル ポケットマスク 酸素インレット付き ソフトポーチ (黒)	¥5,100 (5,610)
83001605	レールダル ポケットマスク 酸素インレット付き ヘッドストラップ入りジップロック	¥4,800 (5,280)
82001105	レールダル ポケットマスク ハードケース (黄)	¥2,700 (2,970)
82004005	レールダル ポケットマスク ソフトポーチ (青)	¥2,700 (2,970)
82004105	レールダル ポケットマスク ソフトポーチ (黒)	¥2,700 (2,970)
82000605	レールダル ポケットマスク ビニールジップロック	¥2,500 (2,750)
82000733	レールダル ポケットマスク ストラップ付き ハードケース (黄)	¥3,800 (4,180)
820051	レールダル 小児用ポケットマスク (青)	¥2,700 (2,970)
82005205	レールダル 小児用ポケットマスク (黒)	¥2,700 (2,970)
820610	フィルター	¥1,000 (1,100)
820410	一方向弁 (成人用、小児用 共通)	¥1,800 (1,980)
830110	ヘッドストラップ (10本入り)	¥5,600 (6,160)



フィルター



一方向弁



アップデートバック



ヘッドストラップ

酸素インレット付きポケットマスク
 製造販売承認番号:21900BZX00032000 JMDNコード:36066000
 レールダル ポケットマスク
 製造販売届出番号:13B1X00175000007 JMDNコード:70564000
 レールダル 小児用ポケットマスク
 製造販売届出番号:13B1X00175000008 JMDNコード:70564000

■ プライベートラベル入れ

オリジナルロゴ/ラベルを入れて、キャンペーンやギフトとしてお使いいただけます。

■ プライベートロゴデータについて

版下のデータフォーマットはPDF形式となります。グラデーションは印刷が困難なためご遠慮ください。

*プライベートラベル、ロゴについては各種展示またはカタログ等に掲載、展示させて頂く場合がございます。ご了承ください。写真のオリジナルロゴ入り製品は見本であり、提供企業及び施設の許可を得て掲載しています。販売用ではありません。

(税込)

カタログ番号	商品	生地	最小発注数	最短納期	色	追加色コスト
829911	ポケットマスク スタンダードバージョン ハードケース(白)	生地 2色	450個	デザイン決定から 4-5週間	黒+1色	1色増えるごとに 44,000円
839911	ポケットマスク 酸素インレット付きバージョン ハードケース(白)					
829940	ポケットマスク スタンダードバージョン ソフトポーチ(黒/青)	生地 1色	500個	デザイン決定から 7週間	黒+1色	1色増えるごとに 26,400円
839940	ポケットマスク 酸素インレット付きバージョン ソフトポーチ(黒/青)					