



Laerdal

helping save lives



*AED トレーナ 3 は別売です

AED リトルアン

AED リトルアン CPR トレーニング マネキンは、リアルな成人への CPR トレーニングを提供します。耐久性があり、持ち運びに便利なデザインとなっており、あらゆる受講者への実地研修を可能にします。

- 成人 CPR に必要なすべての基本的機能を搭載しているため効果的に学習できます。
- 軽量設計なので持ち運びに便利です。
- 耐久性の高い構造で長期使用が可能です。
- ソフトケースが付属しており持ち運びや保管に最適です。
- AED リトルアンは、レールダル製 AED トレーナとリンクトレーニングパッドを使用することで電極パッドの使い方から学ぶことができます。
- 通常、気道は閉じており、頭部後屈、顎先挙上、下顎挙上などの手技で気道を確保することができます。
- クリック音により正しい圧迫の深さが分かります。
- 生体に忠実な胸部圧迫抵抗を再現。実際に近い適切な胸部圧迫の強さを経験できます。
- 経済的なエアウェイは取り替えが簡単です。
- フェイスは取り外し可能で、メンテナンスが簡単です。

カタログ番号	製品名	価格 (税込)
122-01050	AED リトルアン	¥ 68,000 (¥ 74,800)
310210	マネキンフェイス目閉じ (6枚)	¥ 14,000 (¥ 15,400)
15120103	マネキンフェイスシールド (36枚 x6箱)	¥ 26,000 (¥ 28,600)
020300	リトルアンエアウェイ (24枚)	¥ 23,000 (¥ 25,300)
020301	リトルアンエアウェイ (96枚)	¥ 65,000 (¥ 71,500)
152400	マネキンワイプ (50枚)	¥ 2,800 (¥ 3,080)
152401	マネキンワイプ (1200枚)	¥ 46,000 (¥ 50,600)

製造販売元

レールダルメディカルジャパン株式会社

お問い合わせ先:

050-3733-2698 / CustomerService.jp@laerdal.com