



Laerdal

helping save lives



デラックスディフィカルトエアウェイトレーナ

デラックスディフィカルトエアウェイトレーナは、手動操作で舌浮腫を再現することができ、解剖学的に正確な気道構造を持ち、気道確保が困難な状況における対処スキルをトレーニングできます。

特徴:

- 舌浮腫の再現
- 経口／経鼻挿管（片肺挿管も可）
- ファイバー挿管
- 輪状甲状靭帯穿刺および切開
- 逆行性挿管
- 経気管ジェットベンチレーション
- バッグバルブマスク換気
- 気管吸引



構成部品

- トレーナ本体
- 潤滑剤
- 頸部スキン
- 修復テープ
- タンクトップ
- キャリーケース
- 取扱説明書

カタログ番号

製品名

価格（税込）

261-10001	デラックスディフィカルトエアウェイトレーナ	¥361,000 (¥397,100)
261-00250	頸部スキン(6枚)	¥50,000 (¥55,000)
200-00250	修復テープ	¥4,000 (¥4,400)
250-21050	潤滑剤(45ml)	¥3,600 (¥3,960)

製造販売元

レールダルメディカルジャパン株式会社

お問い合わせ先:

050-3733-2698 / CustomerService.jp@laerdal.com

LMJ-MC-0057 | Rev.02-2404

※当カタログの記載内容（製品仕様等）は、諸般の事情により予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。