

Choisissez le niveau de fidélité qui correspond à vos objectifs de simulation

	MamaAnne	PROMPT Flex - Standard	PROMPT Flex - Avanced	MamaNatalie	MamaBirthie
Fonction	Simulateur corps entier de haute fidélité conçu pour offrir une formation obstétrique du plus haut niveau. L'Automatic Delivery System améliore le réalisme de l'accouchement et ses solutions flexibles s'adaptent aux besoins de vos scénarios. Grâce à sa configuration simplifiée, le MamaAnne peut être installé et utilisé rapidement.	Le Prompt Flex Standard peut être utilisé seul comme outil d'apprentissage de gestes ou avec une patiente standardisée pour accroître le réalisme des scénarios. Grâce à sa conception modulaire et extensible, les apprenants peuvent s'exercer aux techniques de toutes les étapes de l'accouchement, y compris l'hémorragie du post-partum.	En plus d'offrir les possibilités d'apprentissage du PROMPT Flex - Standard, la version Advanced comporte une fonction Bluetooth de monitoring de la force qui fournit à l'apprenant et au formateur un retour visuel indiquant la force appliquée au fœtus pendant l'accouchement.	Formation à l'accouchement normal et aux complications post-partum, telles que l'hémorragie du post-partum, l'atonie utérine et la rétention du placenta. Simule des pertes de sang réalistes allant de normales à graves. Ce simulateur portable est idéal pour s'entraîner à communiquer et à prodiguer des soins dans le respect des patientes.	Simulateur d'accouchement et procédural qui aide les apprenants à prendre en charge un accouchement normal et à identifier et gérer les éventuelles complications obstétricales. Il peut être porté sur le corps pour faciliter la formation par la simulation ou simplement utilisé comme outil d'apprentissage pour les démonstrations. L'ajout du module de césarienne permet également d'étendre les possibilités de formation aux accouchements assistés.
Évaluation du travail - Examens vaginaux	Épines ischiatiques pour déterminer la hauteur du fœtus, emplacement réaliste de l'os pubien, fontanelles pour déterminer la position du bébé, vulve et urètre réalistes, contractions palpables et tonus utérin réglable (atonique/tonique).	Le module d'effacement et de dilatation du col (CD&E) en option permet de présenter la tête/le front/le siège/le col de l'utérus à différentes hauteurs, différentes positions relatives et différents degrés de rotation pour offrir une formation complète.	Le module d'effacement et de dilatation du col (CD&E) en option permet de présenter la tête/le front/le siège/le col de l'utérus à différentes hauteurs, différentes positions relatives et différents degrés de rotation pour offrir une formation complète.	Visualisation anatomique de la rotation à la naissance, examens abdominaux et vaginaux limités	Évaluation de la dilatation avec 3 tailles de col (4, 6 et 8 cm)

Accouchements et manœuvres obstétricales

Accouchement normal	✓	✓	✓	✓	✓
Accouchement difficile	✓	✓	✓		✓
Expulsion du placenta	✓	✓	✓	✓	✓
Accouchement instrumenté (forceps, ventouse)	✓	✓	✓	✓	✓
Présentation par le siège	✓	✓	✓		✓
Dystocie de l'épaule	✓	✓	✓		✓
Détection de la pression suprapubienne	✓				
Hémorragie du post-partum	Hémorragie interne ou Clean Bleed Mat	Avec module HPP	Avec module HPP	✓	
Compression bimanuelle	✓			✓	✓
Éclampsie et pré-éclampsie	✓				
Prolapsus du cordon ombilical	✓	✓	✓	✓	✓
Rétention partielle ou totale du placenta	✓	✓	✓	✓	✓
Atonie utérine	✓	Avec module HPP	Avec module HPP	✓	✓
Sondage	✓	Placement du cathéter uniquement, pas de réservoir ni d'émission d'urine	Placement du cathéter uniquement, pas de réservoir ni d'émission d'urine	✓	✓
Réanimation du nouveau-né				✓	
Césarienne et suture abdominale	Module à venir				✓

Mannequin

Corps entier	✓				
Peau réaliste	✓	✓	✓		
Positions d'accouchement (décubitus dorsal, semi-allongée, décubitus latéral gauche, position gynécologique, position à quatre pattes et position de McRoberts)	✓				
Convulsions	✓				
Technologie QCPR	✓				
Accès vasculaire (IV, IM, IO)	✓	IM uniquement	IM uniquement		
Dilatation du col (de 4 cm à complète)	Module à venir	Avec module CD&E	Avec module CD&E		3 tailles de col (4, 6, 8 cm)
Massage utérin	✓			✓	✓
Contractions palpables	✓			✓	✓
Échographie	Compatible avec LSUS 2.0				

Bébé

Membres palpables	✓	Parties inférieures des jambes en option	Parties inférieures des jambes en option		✓
Fontanelles palpables	✓	✓	✓	✓	✓
Flexion naturelle de la tête	✓	✓	✓	✓	✓
Tête inclinable	✓	✓	✓	✓	✓
Cordon ombilical coupable	✓				
Simulation de bosse séro-sanguine					✓
Bouche ouverte pour le positionnement de l'alimentation	✓			✓	✓
Réanimation du nouveau-né				✓	



Laerdal

helping save lives



Solutions maternelles

Réduction des complications et amélioration des résultats pour les patients



Réduction des complications et amélioration des résultats pour les patients

L'un des objectifs les plus importants lors du travail et de l'accouchement consiste à reconnaître les risques pour la mère et l'enfant. En constituant une équipe bien formée, capable de communiquer et de gérer les événements indésirables, il est possible de garantir de meilleurs résultats pour les deux patients.

La formation des professionnels de santé et le développement de leurs compétences nécessitent une large gamme d'outils de formation de haute qualité qui répondent aux besoins de formation des éducateurs, des apprenants et des professionnels de santé afin de garantir des soins de haut niveau et sûrs.

Fidélité limitée



Simulateur d'accouchement MamaBirthing

Le MamaBirthing est idéal pour acquérir et développer des compétences de base nécessaires à la prise en charge des accouchements normaux ou compliqués. Il peut être porté sur le corps par une patiente standardisée pour faciliter la simulation hybride ou simplement utilisé comme outil d'apprentissage pour démontrer les mécanismes de l'accouchement. Le MamaBirthing offre une solution de formation entre pairs à la fois aux écoles et aux établissements de santé. Il peut également être utilisé pour aider la communauté, notamment dans le cadre de cours destinés aux nouveaux parents. Fabriqué à partir de matériaux durables qui ne nécessitent aucune lubrification.

- Examens abdominaux et vaginaux, accouchement normal, dystocie de l'épaule et présentation par le siège
- Césarienne, suture abdominale (p. ex. B-Lynch) et identification des tissus abdominaux
- Inserts cervicaux pour évaluer la dilatation et l'effacement
- Membranes simulées destinées à l'évaluation des risques, plancher pelvien pour des mouvements naturels
- Fontanelles palpables sur le BabyBirthing



Simulateur d'accouchement MamaNatalie

Le MamaNatalie est idéal pour apprendre à prendre en charge les troisième et quatrième phases du travail, qu'elles soient normales ou compliquées, notamment l'hémorragie du post-partum et la réanimation du nouveau-né. Ce simulateur hybride pratique facilite les jeux de rôle et crée des sessions engageantes pour une formation en équipe mobile, in situ, visant à fournir des soins dans le respect des patientes. Le MamaNatalie permet de développer les compétences de communication interactive nécessaires pour évaluer, interpréter et dispenser les soins périnataux. Fabriqué à partir de matériaux durables qui ne nécessitent aucune lubrification.

- Hémorragie du post-partum, avec intensité et volume des saignements
- Fond utérin atonique et contracté pour évaluation et massage bimanuel
- Placenta complet ou partiel pour l'évaluation des risques
- Simulateur NeoNatalie inclus pour réanimation du nouveau-né

Fidélité moyenne



PROMPT Flex

Le PROMPT Flex est idéal pour traiter les événements rares à haut risque afin de réduire les complications. Sa conception polyvalente et modulaire prévoit de multiples options de formation, notamment la simulation hybride avec une patiente standardisée ou en tant que simulateur procédural. Les accessoires en option offrent à l'utilisateur une expérience complète de toutes les étapes de la naissance et de leur complexité. Il convient à tous les apprenants de l'enseignement professionnel et des soins de santé.

- Option de monitoring de la force montrant la traction appliquée à la tête du bébé avec représentation visuelle dans l'application logicielle
- Hémorragie du post-partum et fond utérin pour la formation à la gestion des saignements et au massage du fond utérin
- Module de dilatation, d'effacement, de position et de hauteur du col de l'utérus pour l'évaluation et la gestion des différentes étapes de l'accouchement
- Césarienne avec couches dermiques pour les procédures de dissection, d'accouchement et de fermeture de la paroi abdominale

Fidélité élevée



MamaAnne

Le MamaAnne est conçu pour offrir une formation obstétrique du plus haut niveau. Donnez à vos apprenants les moyens de gérer efficacement et en toute confiance les urgences obstétriques critiques grâce à une formation par simulation haute fidélité. Le MamaAnne est idéal pour la formation in situ et en équipe sur les thèmes de la communication et de la formation interprofessionnelle.

- L'Automatic Delivery System (ADS) garantit des mouvements précis et exacts dans la filière pelvienne
- La peau en silicone offre un aspect et un toucher réalistes tandis que les articulations facilitent les positions d'accouchement telles que le décubitus dorsal, la position semi-allongée, le décubitus latéral gauche, la position gynécologique et la position assise
- Le système de verrouillage ventral, les réservoirs de liquides accessibles, les connecteurs des membres et le mécanisme de chargement ADS facilitent l'utilisation et permettent d'effectuer plusieurs simulations consécutives plus rapidement
- Solutions de saignement flexibles pour simuler une HPP avec plusieurs niveaux de réalisme
- Plusieurs dizaines d'années d'expérience et de connaissances obtenues grâce à la collaboration entre Laerdal Medical et Limbs & Things