



Laerdal[®]
helping save lives



レサシアンアドバンスドスキルトレーナ

高度な医療チームのための ALS スキルトレーナ

レサシアンアドバンスドスキルトレーナは、幅広い内容を網羅した ALS シナリオを使って質の高いチームトレーニングやスキルトレーニングが実施できるよう設計されています。機能と移動性を併せ持ち、現場でのトレーニングに最適なソリューションとなっています。

特徴：

気道・呼吸

- ・頭部後屈顎先挙上/下顎挙上
- ・バックバルブマスク換気
- ・各種気道確保デバイスの使用
(気管チューブ/LM/LT等)
- ・経口/経鼻エアウェイの使用
- ・セリック法の実施
- ・自発呼吸による胸郭の挙上の確認

ECG・除細動・循環

- ・調律設定が可能
- ・心電図 モニタリング (3 リード)
- ・除細動 (パドル対応)
- ・除細動パッドの正しい位置を認識
- ・除細動器実施時の自動調律変更
- ・経皮ペーシング
- ・頸動脈 (自動)
- ・心電図 と同期した脈拍の確認
- ・血圧 に応じた脈拍強度の自動変化
- ・血圧設定 (収縮期/拡張期)
- ・脈拍強度設定
- ・心拍数設定

循環器系スキル、点滴・薬剤投与

- ・点滴
- ・輸液
- ・リアルなフラッシュバック

ディブリーフィング

- ・トレーニングセッション終了後、実施した項目とバイタルサインの変化を時系列で表示・確認可能なログ
- ・詳細なCPRスキルの事後評価 (圧迫・換気・CPR 全体で各項目をグラフィック表示)

シミュレーションの制御

- ・実施項目の記録
- ・シナリオの作成と編集
- ・プリプログラムシナリオ
- ・患者モニタの再現
- ・患者状態の事前設定
- ・ワイヤレス操作(WiFi)

CPR

- ・解剖学的ランドマーク
- ・頭部後屈/顎先挙上センサー
- ・腹部突き上げ

フィードバック項目：

- ・換気量
- ・圧迫の深さ (G2015 準拠)
- ・圧迫速度/回数
- ・圧迫解除

その他

- ・独立した胃袋
- ・交換可能な瞳孔
- ・性別：成人女性全身マネキン
- ・オプション：
外傷モジュールセット (手足)

カタログ番号

製品名

価格 (税込)

151-28000	レサシアンアドバンスドスキルトレーナ	¥960,000 (¥1,056,000)
204-30101	SimPad® PLUS 本体のみ	¥176,000 (¥193,600)
204-50150	SimPad® PLUS ライセンス	¥464,000 (¥510,400)

注:SimPad® PLUS はマネキン構成に含まれていません



Laerdal[®]
helping save lives

レールダルメディカルジャパン株式会社
お問い合わせ先：
050-3733-2698 / CustomerService.jp@laerdal.com