

ナーシングアン + SimPad PLUS

ナーシングアンとSimPad PLUSを組み合わせる事により、基礎教育から高度な臨床看護のレベルまで、フィジカルアセスメントを含めた総合的な患者ケアを実際の状況に即して学ぶことができます。

ナーシングアン

① 疾患を想定したバイタルサインの再現

ショック、意識障害、循環器疾患、喘息、中毒など、疾患に応じたバイタルサインを幅広く再現します。トレーニング中、受講者はマネキンやモニタから情報を得ることができます。

② 豊富なオプションモジュール

オプションモジュールとの併用で、乳房触診、乳房切除術後ケア、産後ケア、創傷ケアなどの実践も可能になり、教育の幅が広がります。

SimPad PLUS・モニタの組み合わせでアセスメント可能な項目：

- ・心電図(3誘導および12誘導)、心拍数
- ・SpO2および脈波、脈拍数
- ・血圧(観血および非観血)
- ・呼吸数
- ・体温
- ・呼吸音(正常・異常)
- ・心音(正常・異常)
- ・腹部音(正常・異常、胎児心音)
- ・発語(プリセットおよびマイク経由)

トレーニング可能な処置およびケア：

- 呼吸管理：経口/経鼻エアウェイの挿入、吸引、酸素療法、気管切開孔のケア、気管吸引
- 循環管理：静脈路確保(左腕)、輸液ライン管理、筋肉注射、皮下注射、心電図モニタリング、血圧測定(右腕)
- 栄養管理：胃チューブの挿入・ケア・抜去、経管栄養、中心静脈栄養管理、胃洗浄
- 排泄管理：導尿、浣腸、人工肛門ケア
- 術後管理：中心静脈ラインの管理、ドレーンの管理
- その他：静脈路確保/輸液、筋肉注射(三角筋、臀部、大腿部)
- (オプション) 乳房触診、乳房切除術後ケア、産後ケア(子宮底のアセスメントおよびマッサージ、会陰裂傷・痔核のケア)、褥創のアセスメントおよびケア、腹部切開痕(ペンローズドレーン付)のケア、切断肢のケア、大腿部の創傷ケア、デブリドマン、静脈瘤患者のケア、糖尿病性壊疽のケア



SimPad PLUSと患者モニタだけを使い、模擬患者のバイタルサインとして利用することもできます



モニタ端末 (オプション)



SimPad PLUS



ナーシングアン

① シミュレーションを簡単に

タッチパネルで直観的に操作。わかりやすいアイコンやメニューにより、どなたでも簡単にお使いいただけます。

② 評価を手軽に

マネキンの操作をしながら、トレーニング内容も記録できる機能を搭載。客観的な評価記録により教育効果が高まります。

③ 簡単便利なバイタル設定

症例ごとのバイタル値を事前に登録できるため、トレーニングを行うたびにバイタル設定を行う手間が省けます。



ナーシング アン オプション モジュール

325-00750 乳房触診モジュール

乳房疾患の種類、しこりの大きさと位置を触知するトレーニングに役立ちます。パーツ交換により、線維腺腫、嚢胞（シスト）、固形腫瘍をシミュレート可能です。



325-00650 乳房切除術後モジュール

乳房切除術後の急性期看護トレーニングに活用できます。

- ・手術痕はステープル縫合済みです。
- ・ドレーンチューブが留置されています。



325-00450 産後子宮底モジュール

子宮底のアクセスとマッサージをトレーニングできるようにデザインされています。

- ・子宮復古不全の状態を再現しています。
- ・正確な位置関係にある子宮底と膀胱が同梱されています。
- ・第2度会陰裂傷および痔核のケアが可能です。



325-00550 創傷ケアおよび診断セット（女性）

以下のパーツがセットとなっています。

- 膝下切断モジュール
- 静脈瘤レッグ、鬱血性潰瘍付
- 腹部モジュール、ストーマ対応
- 腹部パッキングモジュール
- 汚染ストーマ
- 腹部切開痕モジュール、縫合糸付
- 腹部切開痕モジュール、ステープル／ペンローズドレーン付
- 腹部切開痕モジュール、ナイロン縫合糸／ペンローズドレーン付
- 糖尿病性足病変モジュール
- 大腿部縫合モジュール
- 大腿部パッキング／洗浄モジュール
- 大腿部デブリドマンモジュール
- 腹臀部・臀部褥瘡潰瘍モジュール



カタログ番号	商品名	価格（税込）
325-05050	ナーシング アン 構成品：マネキン本体、入院ガウン、潤滑剤、取扱説明書	¥ 1,030,000 (¥ 1,133,000)
204-30001	SimPad PLUSシステム 構成品：SimPad PLUS本体、リンクボックスPLUS、シミュレータ装着用ストラップ、リチウムイオンバッテリー、シミュレータ接続ケーブル、ACアダプタ(2個)、USBケーブル、取扱説明書	¥ 340,000 (¥ 374,000)
204-50150	LLEAP for SimPad PLUS ライセンス SimPad PLUSシステムを使用するためには、ライセンスが必要となります。	¥ 464,000 (¥ 510,400)
204-30001PP	SimPad PLUSワイド保証 落下や水没などによってSimPad PLUS本体が使用不能になってしまった場合でも、無償で交換させて頂く追加保証プログラムです。 ※ご購入と同時にご加入頂く必要があります。2年間または3回までの交換に対応します。期間更新はありません。またリファービッシュ器との交換になります。なお紛失・盗難は保証に含まれません。	¥ 120,000 (¥ 132,000)
400-09201	操作・モニタ端末(タブレット型) SimPad PLUSと組み合わせて動作する患者モニタです。シミュレーションの幅が広がります。	¥ 468,000 (¥ 514,800)
210-91050	カスタマイズSAAS 1日コース シミュレータ、SimPad、SimDesignerなどのおお客様のご要望にあわせた教育コース。	¥ 300,000 (¥ 330,000)

オプション

カタログ番号	商品名	価格（税込）
200-00350	ソフトケース（全身）	¥ 73,000(80,300)
325-00750	乳房触診モジュール	¥ 123,400(135,740)
325-00650	乳房切除術後モジュール	¥ 94,800(104,280)
325-00450	産後子宮底モジュール	¥ 103,000(113,000)
325-00550	創傷ケアおよび診断セット（女性）	¥ 361,000(397,100)

製造販売元

レールダル メディカル ジャパン株式会社

お問い合わせ先：
050-3733-2698 / CustomerService.jp@laerdal.com



Laerdal

helping save lives