

# ナーシングキッド + SimPad PLUS

ナーシングキッドとSimPad PLUSを組み合わせ使用し、小児を対象とした看護ケアトレーニングとフィジカルアセスメントを実施できます。

## ナーシングキッド

### ① 看護ケアトレーニングに対応

マネキンは5歳児（120cm）を想定しており、看護ケアに関連する様々な処置を行うことができます。

トレーニング可能な処置：

- 経口/経鼻挿管、各種エアウェイの使用
- バッグバルブマスク換気
- 浣腸
- 静脈路確保および輸液、筋肉注射
- 経鼻・経口胃チューブ挿入
- 導尿カテーテル
- 気管切開後のケアと吸引
- フィジカルアセスメント
- 各種バイタルサインの確認（モニタを使用）
- 心音/呼吸音/腹部音（正常・異常）の聴取
- 発声による訴えの認識



モニタ端末（オプション）

### ② あらゆる患者状態を再現

SimPad PLUSを使って、様々なバイタルサインの変化を自在に再現できます。また呼吸音・心音のシミュレートや発声も可能です。

SimPad PLUS とモニタの組み合わせで再現可能な項目：

- 心電図(3誘導および12誘導)、
- SpO2および脈波、脈拍数
- 血圧（観血および非観血）
- 呼吸数
- 体温



SimPad PLUS



ナーシングキッド

## SimPad PLUS

### ① シミュレーションを簡単に

タッチパネルで直観的に操作。わかりやすいアイコンやメニューによりどなたでも簡単にお使いいただけます。

### ② 評価を手軽に

マネキンの操作をしながら、トレーニング内容も記録できる機能を搭載。客観的な評価記録により教育効果が高まります。

### ③ 簡単便利なバイタル設定

症例ごとのバイタル値を事前に登録できるため、トレーニングを行うたびにバイタル設定を行う手間が省けます。



## 製品情報

カタログ番号	商品名	価格 (税込)
350-05050	ナーシングキッド 構成品：マネキン本体、潤滑剤、ジャケット/パンツ、ソフトケース、取扱説明書	¥ 566,000 (622,600)
204-30001	SimPad PLUSシステム 構成品：SimPad PLUS本体、リンクボックスPLUS、シミュレータ装着用ストラップ、リチウムイオンバッテリー、シミュレータ接続ケーブル、ACアダプタ(2個)、USBケーブル、取扱説明書	¥ 340,000 (374,000)
204-50150	LLEAP for SimPad PLUS ライセンス SimPad PLUSシステムを使用するためには、ライセンスが必要となります。	¥ 464,000 (510,400)
204-30001PP	SimPadPLUSワイド保証 落下や水没などによってSimPad PLUS本体が使用不能になってしまった場合でも、無償で交換させて頂く追加保証プログラムです。 ※ご購入と同時にご加入頂く必要があります。2年間または3回までの交換に対応します。期間更新はありません。またリファービッシュ器との交換になります。なお紛失・盗難は保証に含まれません。	¥ 120,000 (132,000)
400-09201	操作・モニタ端末 (タブレット型) SimPadと組み合わせて動作する患者モニタです。シミュレーションの幅が広がります。	¥ 468,000 (514,800)
210-91050	カスタマイズSAAS 1日コース シミュレータ、SimPad、SimDesignerなどお客様のご要望にあわせた教育コース	¥ 300,000 (330,000)

## 消耗品

カタログ番号	商品名	価格 (税込)
250-21050	潤滑剤 (45ml)	¥ 3,600 (3,960)
300-00750	疑似血液 (95ml)	¥ 4,800 (5,280)
350-00750	小児大腿部パッド	¥ 9,900 (10,890)
350-00850	小児用臀部パッド	¥ 9,600 (10,560)
350-01050	小児用性器バルブキッド	¥ 47,400 (52,140)
375-70150	交換用静脈&スキンIVアーム	¥ 32,000 (35,200)

## 個別スキルトレーニングに

### 血圧測定トレーニング

375-42050 価格 155,000円 (税込 170,500円)  
SimPad血圧トレーナ

- 徐脈や不整脈など難しい条件でも、聴診法と触診法で血圧を測定できます。
- 橈骨と上腕で脈拍を触知可能です。
- SimPadを使って脈拍数の変更、脈拍の強度変更、不整脈の再現などができます。
- 専用カフ、ソフトケースが付属します。



製造販売元

ルールダル メディカル ジャパン株式会社

お問い合わせ：  
050-3733-2698 / CustomerService.jp@laerdal.com



**Laerdal**  
helping save lives

LMJ-MC-0059 | Rev.02-2404

※当カタログの記載内容 (製品仕様等) は、諸般の事情により予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。