

ナーシング ベビーとSimPad PLUSを組み合わせ使用し、乳児を対象とした看護ケアトレーニングとフィジカルアセスメントを実施できます。

ナーシング ベビー

①看護ケアトレーニングに対応

マネキンは3ヶ月児を想定しており、看護ケアに関連する様々な処置を行うことができます。

トレーニング可能な処置：

- ・経口/経鼻挿管、各種エアウェイの使用
- ・バッグバルブマスク換気
- ・大泉門の膨隆
- ・静脈路確保および輸液（右腕）
- ・ストーマケア
- ・経鼻・経口胃チューブ挿入
- ・導尿カテーテル
- ・気管切開後のケアと吸引
- ・フィジカルアセスメント
- 各種バイタルサインの確認（モニタを使用）
- 心音/呼吸音/腹部音（正常・
- 発声による訴えの認識

②あらゆる患者状態を再現

SimPad PLUSを使い、様々なバイタルサインの変化を自在に再現。また呼吸音・心音のシミュレートや発声も可能です。

SimPad患者モニタの組み合わせで再現可能な項目：


- ・心電図(3誘導および12誘導)、心拍数
- ・SpO2および脈波、脈拍数
- ・血圧（観血および非観血）
- ・呼吸数
- ・体温



SimPad PLUS



ナーシング ベビー



モニタ端末(オプション)

SimPad PLUS

①シミュレーションを簡単に

タッチパネルで直観的操作。操作法の習得に時間をかけることはありません。

②評価を手軽に

操作をしながら評価までできてしまうシナリオが使えます。操作と評価が統合され、教育効果が高まります。

③簡単便利なバイタル設定

想定される複数の患者状態を事前に作成・設定でき、症例に応じたトレーニングの標準化をスムーズに行えます。



製品情報 (ナーシングベビー、SimPad PLUS、患者モニタ)

品番	品名	価格(税込)
365-05050	ナーシングベビー 構成品：マネキン本体、潤滑スプレー、ジャケット/パンツ、ソフトケース、取扱説明書	¥ 515,000 (566,500)
204-30001	SimPad PLUSシステム 構成品：SimPad PLUS本体、リンクボックスPLUS、シミュレータ装着用ストラップ、リチウムイオンバッテリー、シミュレータ接続ケーブル、ACアダプタ(2個)、USBケーブル、取扱説明書	¥ 340,000 (374,000)
204-50150	LLEAP for SimPad PLUS ライセンス SimPad PLUSシステムを使用するためには、ライセンスが必要となります。	¥ 464,000 (510,400)
204-30001PP	SimPad PLUSワイド保証 落下や水没などによってSimPad本体が使用不能になってしまった場合でも、無償で交換させて頂く追加保証プログラムです。 ※ご購入と同時にご加入頂く必要があります。2年間または3回までの交換に対応します。期間更新はありません。またリファービッシュ器との交換になります。なお紛失・盗難は保証に含まれません。	¥ 120,000 (132,000)
400-09201	操作・モニタ端末(タブレット型) SimPadと組み合わせて動作する患者モニタです。シミュレーションの幅が広がります。	¥ 468,000 (514,800)
210-91050	カスタマイズSAAS 1日コース シミュレータ、SimPad、SimDesignerなどお客様のご要望にあわせた教育コース	¥ 300,000 (330,000)

消耗品

カタログ番号	商品名	価格 (税込)
250-21050	潤滑剤(45ml)	¥ 3,600 (3,960)
365-00101	幼児IVレッグ	¥ 50,500 (55,550)
365-00201	幼児骨髄穿刺トレーニングレッグ	¥ 50,500 (55,550)
365-00301	幼児IVアーム	¥ 66,000 (72,600)

個別スキルトレーニングに

血圧測定トレーニング

375-42050 価格 155,000円 (税込 170,500円)

SimPad血圧トレーナ

- ・徐脈や不整脈など難しい条件でも、聴診法と触診法で血圧を測定できます。
- ・橈骨と上腕で脈拍を触知可能です。
- ・SimPadを使って脈拍数の変更、脈拍の強度変更、不整脈の再現などができます。
- ・専用カフ、ソフトケースが付属します。



製造販売元

レールダル メディカル ジャパン株式会社

お問い合わせ：

050-3733-2698 / CustomerService.jp@laerdal.com



Laerdal

helping save lives

LMJ-MC-0061 | Rev.03-2404

※当カタログの記載内容（製品仕様等）は、諸般の事情により予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。