

メガコードキッドと SimPad PLUS を組み合わせて使用し、小児を対象とした広範囲の救命処置トレーニングを実施できます。AHA-PALS コースなど、様々な教育の現場で活用されています。

## メガコードキッド

### ① 救命関連の様々な処置に対応

マネキンは6歳児を想定しており、救命に関連する様々な処置を行うことができます。

トレーニング可能な処置：

- ・経口/経鼻挿管、各種エアウェイの使用
- ・バッグバルブマスク換気、胸骨圧迫
- ・除細動
- ・骨髄穿刺および輸液（右脛骨）
- ・静脈路確保および輸液（右腕）
- ・外傷トレーニング（オプションの小児トラウマモジュールを装着）
- ・フィジカルアセスメント
  - 頸動脈拍の確認（マニュアル操作）
  - 各種バイタルサインの確認（モニタを使用）
  - 心音/呼吸音/腹部音（正常・異常）の聴取
  - 発語（プリセットおよびマイク経由）の確認



SimPad PLUS



メガコードキッド

### ② あらゆる患者状態を再現

SimPad PLUSを使い、様々なバイタルサインの変化を自在に再現。また呼吸音・心音のシミュレートや発声も可能です。

SimPad PLUSと患者モニタの組み合わせで再現可能な項目：

- ・心電図(3誘導および12誘導)、心拍数
- ・SpO2および脈波、脈拍数
- ・血圧（観血および非観血）
- ・呼吸数
- ・体温



モニタ端末（オプション）

## SimPad PLUS

### ① シミュレーションを簡単に

タッチパネルで直観的に操作。わかりやすいアイコンやメニューにより、どなたでも簡単にお使いいただけます。

### ② 評価を手軽に

マネキンの操作をしながら、トレーニング内容も記録できる機能を搭載。客観的な評価記録により教育効果が高まります。

### ③ 簡単便利なバイタル設定

症例ごとのバイタル値を事前に登録できるため、トレーニングを行うたびにバイタル設定を行う手間が省けます。



## 製品情報

カタログ番号	商品名	価格 (税込)
231-05050	<b>メガコード キッド</b> 構成品：マネキン本体、潤滑剤、ジャケット/パンツ、ソフトケース、取扱説明書	¥ 1,430,000 (¥ 1,573,000)
204-30001	<b>SimPad PLUSシステム</b> 構成品：SimPad PLUS本体、リンクボックスPLUS、シミュレータ装着用ストラップ、リチウムイオンバッテリー、シミュレータ接続ケーブル、ACアダプタ(2個)、USBケーブル、取扱説明書	¥ 340,000 (¥ 374,000)
204-50150	<b>LLEAP for SimPad PLUS ライセンス</b> SimPad PLUSシステムを使用するためには、ライセンスが必要となります。	¥ 464,000 (¥ 510,400)
204-30001PP	<b>SimPad PLUSワイド保証</b> 落下や水没などによってSimPad PLUS本体が使用不能になってしまった場合でも、無償で交換させて頂く追加保証プログラムです。 ※ご購入と同時にご加入頂く必要があります。2年間または3回までの交換に対応します。期間更新はありません。またリファーマビッシュ器との交換になります。なお紛失・盗難は保証に含まれません。	¥ 120,000 (¥ 132,000)
400-09201	<b>操作・モニタ端末(タブレット型)</b> SimPad PLUSと組み合わせて動作する患者モニタです。シミュレーションの幅が広がります。	¥ 468,000 (¥ 514,800)
210-91050	<b>カスタマイズSAAS 1日コース</b> シミュレータ、SimPad、SimDesignerなどお客様のご要望にあわせた教育コース	¥ 300,000 (¥ 330,000)

## オプション

カタログ番号	商品名	価格 (税込)
277-00001	小児トラウマモジュール 	¥ 299,000 (¥ 328,900)

## 個別スキルトレーニングに

### 血圧測定トレーニング

375-42050 価格 155,000円 (税込 170,500円)

SimPad血圧トレーナー

- 徐脈や不整脈など難しい条件でも、聴診法と触診法で血圧を測定できます。
- 橈骨と上腕で脈拍を触知可能です。
- SimPadを使って脈拍数の変更、脈拍の強度変更、不整脈の再現などができます。
- 専用カフ、ソフトケースが付属します。



製造販売元

ルールダル メディカル ジャパン株式会社

お問い合わせ：  
050-3733-2698 / CustomerService.jp@laerdal.com

LMJ-MC-0066 | Rev.02-2404



**Laerdal**  
helping save lives

※当カタログの記載内容（製品仕様等）は、諸般の事情により予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。