

Monitor

LAERDAL



For mer informasjon og instruksjonsvideoer, gå til:




laerdal.com/support/how-to-videos


Oppstart første gang: Instruktør nettbrett

- 1  Trykk og hold inne av/på-knappen i 10 sekunder.


10 sek



- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å sette opp instruktør nettbrettet.



- 3 Installer TruMonitor-applikasjonen fra app store.



Oppstart første gang: Student nettbrett

- 4  Trykk og hold inne av/på-knappen i 10 sekunder.



- 5 Følg instruksjonene på skermen for å sette opp student nettbrettet.



- 6 Bruk instruktør nettbrettet for å fullføre oppsettet av student nettbrettet.



Oppstart: Anbefalinger

Anbefalinger


Følg instruksjonene på skjermen for å sette opp iPaden.


Når du setter opp iPaden for din organisasjon:

- Ikke sett opp Face ID, Touch ID eller et passord for å låse iPaden.
- Ikke bruk din personlige Apple ID. Bruk en e-postadresse som er tilgjengelig for resten av organisasjonen.
- Ikke legg til noen betalingsinformasjon til Apple ID-en.
- Hvis iPaden tilbyr det, hopp over disse trinnene.



Inkludert







OFF



Innstillinger



Generelt



Slå av

 Lade



© 2024 Laerdal Medical AS. All rights reserved.



Laerdal Medical AS
P.O. Box 377
Tanke Svilandsgate 30, 4002 Stavanger, Norway
T: (+47) 51 51 17 00

20-23141 Rev A

laerdal.com



Laerdal
helping save lives