

選べるAEDトレーナキャンペーン

通常購入



標準トレーニングパッド
1組追加

OR

Web購入



10% OFF

キャンペーン詳細

- 販売店より購入 → AEDトレーナ1台につき、標準トレーニングパッド1組追加*
- Webショップより購入 → 10%OFFクーポンコード「2025AEDT」

*標準トレーニングパッド（7,370円税込み）は、AEDトレーナ本体に1組標準付属されておりますが、さらに1組追加になります。

キャンペーン対象製品

AEDトレーナ 品番: 197-01050

キャンペーン期間

2025年2月12日 ▶ 2025年3月25日

キャンペーンコード

2025AEDT

期間限定の特別キャンペーン！

AEDトレーナ

効率性と柔軟性の高いトレーニング



対象製品

AEDトレーナ
品番：197-01050

構成品：
AEDトレーナ 本体
AEDトレーナケース
標準トレーニングパッド 1組
単三電池 4個
[Training Only] ラベル
重要事項説明書
保証書

AEDトレーナ
How to Video



特長

AED トレーナは、市販の主なAEDに共通する機能を再現しています。そのため、学習者がこのデバイスで練習すれば、実際にAEDが必要な事態に遭遇しても、AED の操作能力や操作に対する自信を容易に感じることができます。

- ◆ 想定されるシナリオ6種類を予め搭載
- ◆ 本体サイドパネルあるいは、QCPRアプリのリモコンで操作
- ◆ レーダルリンク対応マネキンとリンクトレーニングパッドを使用すると、パッドの配置を自動検出
- ◆ 未就学児モード、オートショックに対応（リモコン操作）
- ◆ AHAガイドライン2020、ERCガイドライン2021に準拠
- ◆ CO2の影響軽減を目指し、リサイクル素材を採用



QCPRアプリ

AEDトレーナのリモコンを搭載し、6台までのAEDトレーナを1度にコントロールできます。App StoreおよびGoogle Playから無料でダウンロードいただけます。



注意事項

必ずお読みください

- * 対象製品をキャンペーン期間である2025年2月12日から2025年3月25日の間にご購入頂くことが条件となります。
- * お見積りやご注文の際は必ずキャンペーンコード「2025AMT」をご記入ください。
- * 本キャンペーンは他のキャンペーンと併用できません。



Laerdal
helping save lives

レールダルメディカルジャパン株式会社
LMJ-MC-0182 | Rev.00-2501

お問い合わせは
こちらから

