



Laerdal
helping save lives



幼児 IV レッグ

幼児 IV レッグは、足表面静脈の先端穿刺および末梢の静脈路確保トレーニング用にデザインされたリアルサイズのタスクトレーナです。

特徴:

- くるぶしの内側と外側の部位で静脈穿刺が行えます
- ヒールスティックのシミュレーションができます（末梢血の足のかかとかからの採取）
- 液体を注入してリアルなフラッシュバックを再現できます



カタログ番号：365-00101

製造販売元

レールダルメディカルジャパン株式会社