



Laerdal

helping save lives



レールダル フェイスシールド

レールダル フェイスシールドは小さいサイズで低価格ですが、大きな保護機能を発揮します。テクノスタットフィルター機能により傷病者と救助者の双方を効果的に保護します。携帯に便利なパッケージタイプとキーリングタイプがあり、オリジナルロゴを入れることもできます。

460008
460016
460017
460009
460014

カードケースにも収まる
コンパクトサイズ



携帯に便利な
キーリングタイプ





カタログ番号

製品名

46000005	レールダル フェイスシールド 50 枚入
460008	レールダル フェイスシールドキーリング (黄) 25 個入
460017	レールダル フェイスシールドキーリング (青) 25 個入
460009	レールダル フェイスシールドキーリング (迷彩色) 25 個入
460014	レールダル フェイスシールドキーリング (黒 x8、青 x8、赤 x9) 25 個入

フィルター機能

- 高品質なテクノスタットフィルター（ろ過疎水性フィルター）により、救助者と傷病者の血液や唾液の接触リスクを低減します
- 双方向性フィルター



使用方法が印字されています

デザインの特徴

- オーバーサイズシールド設計により、傷病者の呼気の流れを制限することなく、密閉の質を維持し、効果的な換気を可能にします

カタログ番号	製品		最小注文数	色	追加色コスト
469908	フェイスシールドキーリング 25 個入 (赤・緑・青・黄・黒・迷彩) プライベートラベル用		12 カートン (300 個) 納期：デザイン決定から 4-6 週間	4 色までうち、1 色は黒もしくは白	4 色までは無料 5 色以上は別途お見積り

■ プライベートラベル入れ

オリジナルロゴ/ラベルを入れて、キャンペーンやギフトとしてお使いいただけます。

■ プライベートロゴデータについて

版下のデータフォーマットは PDF 形式となります。グラデーションは印刷が困難なためご遠慮ください。

*プライベートラベル、ロゴについては各種展示またはカタログ等に掲載、展示させて頂く場合がございます。ご了承ください。写真のオリジナルロゴ入り製品は見本であり、提供企業及び施設の許可を得て掲載しています。販売用ではありません。

製造販売元

レールダルメディカルジャパン株式会社

お問い合わせ先：

050-3733-2698 / CustomerService.jp@laerdal.com



Laerdal[®]
helping save lives

LMJ-MC-0081 | Rev.03-2504

※当カタログの記載内容（製品仕様等）は、諸般の事情により予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。