




Laerdal

helping save lives



IV トレーニングアームキット

IV アームトレーニングキットは、末梢の静脈確保トレーニング用にデザインされた成人サイズモデルです。

特徴:

- 肘前窩および手背の正中／尺側／橈側皮静脈に穿刺できます
- 血管は触知可能なデザインとなっており、穿刺前の部位を確認できます
- 血液逆流の確認ができます
- 末梢の静脈路確保、輸液、薬剤投与のいずれにも対応しています
- 三角筋への筋肉注射を実施できます
- 全身のトレーニングマネキンに装着できます
- 皮膚と静脈は交換できます



カタログ番号：270-00001

構成品

IV トレーニングアーム本体、交換用スキン、IV バッグ、チューブおよびクランプ、マルチ静脈システム、潤滑剤、疑似血液、肩部装着用工具一式、静脈帯 x 4、取扱説明書

製造販売元

レールダルメディカルジャパン株式会社

お問い合わせ先：

050-3733-2698 / CustomerService.jp@laerdal.com

LMJ-MC-0050 | Rev.03-2504

※当カタログの記載内容（製品仕様等）は、諸般の事情により予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。