

ナーシングキッド + SimPad PLUS

ナーシングキッドとSimPad PLUSを組み合わせ使用し、小児を対象とした看護ケアトレーニングとフィジカルアセスメントを実施できます。

ナーシングキッド

① 看護ケアトレーニングに対応

マネキンは5歳児（120cm）を想定しており、看護ケアに関連する様々な処置を行うことができます。

トレーニング可能な処置：

- ・経口/経鼻挿管、各種エアウェイの使用
- ・バッグバルブマスク換気
- ・浣腸
- ・静脈路確保および輸液、筋肉注射
- ・経鼻・経口胃チューブ挿入
- ・導尿カテーテル
- ・気管切開後のケアと吸引
- ・フィジカルアセスメント
- 各種バイタルサインの確認（モニタを使用）
- 心音/呼吸音/腹部音（正常・異常）の聴取
- 発声による訴えの認識



モニタ端末（オプション）

② あらゆる患者状態を再現

SimPad PLUSを使って、様々なバイタルサインの変化を自在に再現できます。また呼吸音・心音のシミュレートや発声も可能です。

SimPad PLUS とモニタの組み合わせで再現可能な項目：

- ・心電図(3誘導および12誘導)、
- ・SpO2および脈波、脈拍数
- ・血圧（観血および非観血）
- ・呼吸数
- ・体温



SimPad PLUS



ナーシングキッド

SimPad PLUS

① シミュレーションを簡単に

タッチパネルで直観的に操作。わかりやすいアイコンやメニューによりどなたでも簡単にお使いいただけます。

② 評価を手軽に

マネキンの操作をしながら、トレーニング内容も記録できる機能を搭載。客観的な評価記録により教育効果が高まります。

③ 簡単便利なバイタル設定

症例ごとのバイタル値を事前に登録できるため、トレーニングを行うたびにバイタル設定を行う手間が省けます。



製品情報

カタログ番号	商品名
350-05050	ナーシングキッド 構成品：マネキン本体、潤滑剤、ジャケット/パンツ、ソフトケース、取扱説明書
204-00033	SimPad PLUSシステム 構成品：SimPad PLUS本体、リンクボックスPLUS、シミュレータ装着用ストラップ、リチウムイオンバッテリー、シミュレータ接続ケーブル、ACアダプタ(2個)、USBケーブル、取扱説明書
204-50150	LLEAP for SimPad PLUS ライセンス SimPad PLUSシステムを使用するためには、ライセンスが必要となります。
204-30001PP	SimPadPLUSワイド保証 落下や水没などによってSimPad PLUS本体が使用不能になってしまった場合でも、無償で交換させて頂く追加保証プログラムです。 ※ご購入と同時にご加入頂く必要があります。2年間または3回までの交換に対応します。期間更新はありません。またリファービッシュ器との交換になります。なお紛失・盗難は保証に含まれません。
400-09201	操作・モニタ端末（タブレット型） SimPadと組み合わせて動作する患者モニタです。シミュレーションの幅が広がります。
210-91050	カスタマイズSAAS 1日コース シミュレータ、SimPad、SimDesignerなどお客様のご要望にあわせた教育コース

消耗品

カタログ番号	商品名
250-21050	潤滑剤（45ml）
300-00750	疑似血液（95ml）
350-00750	小児大腿部パッド
350-00850	小児用臀部パッド
350-01050	小児用性器バルブキッド
375-70150	交換用静脈&スキンIVアーム

個別スキルトレーニングに

血圧測定トレーニング

375-42050

SimPad血圧トレーナ

- 徐脈や不整脈など難しい条件でも、聴診法と触診法で血圧を測定できます。
- 橈骨と上腕で脈拍を触知可能です。
- SimPadを使って脈拍数の変更、脈拍の強度変更、不整脈の再現などができます。
- 専用カフ、ソフトケースが付属します。



製造販売元

レールダル メディカル ジャパン株式会社

お問い合わせ：

050-3733-2698 / CustomerService.jp@laerdal.com



Laerdal

helping save lives

LMJ-MC-0059 | Rev.03-2504

※当カタログの記載内容（製品仕様等）は、諸般の事情により予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。