



ナーシング アン シミュレータ 高齢者モデル

高齢患者ケアのトレーニングを支援

ナーシング アン シミュレータ 高齢者モデルは、看護師が実際の老年看護の不確かさ、難しさ、複雑さに対応するための即戦力を身に付けられるよう、高齢患者用に設計された全身モジュールプラットフォームです。



肌の色はミディアムを
ご用意

カタログ番号

322-05050 ナーシング アン シミュレータ 高齢者 モデル

腕関節と脚関節を備えた、全身シミュレータ。かつら（白髪）、ヘッドスカーフ、白内障および老人環瞳孔セット、ストマセット、血圧カフ、潤滑剤、疑似血液、皮下注射パッド、シリコンドレッシングキット サンプル、成人用ガウン、クイックセットアップガイドが含まれています。

アクセサリキット

322-10550-M ナーシングアンシミュレータ高齢者モデルモジュールキット

オプション: 操作および患者モニタ

204-00133	SimPad PLUS本体のみ
400-10205	操作・モニタ端末(ラップトップ型)
400-09201	操作・モニタ端末(タブレット型)
400-29301	操作・モニタ端末(AIO型)

ライセンス

204-50150	LLEAP for SimPad PLUS ソフトウェアライセンス
400-01050	LLEAP PC ソフトウェアライセンス

アクセサリ

322-11050-M	高齢者モジュール前面スキン
322-11150-M	高齢者モジュール背部スキン
322-38550-M	高齢者モジュール右腕スキン
322-38650-M	高齢者モジュール左腕スキン
322-34050-M	高齢者女性器
322-28250-M	高齢者男性器
322-41650-M	高齢者モジュール右足スキン
322-41750-M	高齢者モジュール左足スキン
322-31150	白内障および老人環瞳孔セット
322-21050	高齢者モジュール白髪ウィッグ(女性用)
322-17550	高齢者モジュールパッドセット

仕様、部品、アクセサリ、消耗品のリストは
Laerdal.com でご確認ください。

シミュレーションに求められる 臨場感を向上

ナーシング アン シミュレータ 高齢者モデルは、高齢者患者に見立てた忠実性の高い全身ソリューションを提供します。正確に体を再現したディテールとナーシング アン シミュレータの臨床的特徴を組み合わせることで、最新の看護カリキュラムのあらゆる側面を網羅しているため、高齢患者ケアにおける即戦力を身に着けることができます。

- 患者の意識レベルの評価
- 心音、呼吸音、腹部音の聴診
- リアルな関節および患者の位置決め
- 薬剤および輸液の投与および管理
- 解剖学的ランドマークの触診
- 脈拍の両側評価




さらなるシミュレーショントレーニング

授業内外で高齢患者ケアの訓練を行うことができる
シミュレーションベースのソリューションとサービス

vSim® for Nursing

適応可能でインタラクティブな
仮想シミュレーション学習体験

レールダル シナリオクラウド
老年学に特化したシミュレーションを
含むさまざまな患者症例



ASL 5000™ 人工呼吸器管理 ソリューション

リアルな人工呼吸管理トレーニング

SimCapture

シミュレーションおよび
ディブリーフィング 管理ソリューション



操作

ナーシング アン シミュレータ 高齢者モデルは、SimPad®/SimPad® PLUS または LLEAP インストラクターコンピュータで操作でき、模擬患者モニタを併用することができます。また ASL 5000 人工呼吸器管理ソリューションにも対応しています。



詳しくは www.laerdal.com/jp をご覧ください

お問い合わせ先 050-3733-2698 / CustomerService.jp@laerdal.com

