



Laerdal®
helping save lives



新生児救命トレーニングのために

NeoNatalie™ 新生児シミュレータ

ネオナタリー シミュレータは、発展途上国における Helping Babies Breathe 活動の一環として、助産師教育のために開発されました。

このシミュレータは、新生児ケアおよび新生児蘇生において必要不可欠なポイントを効果的に学習できるよう開発されました。ネオナタリーは、見た目、サイズ、重さにおいて非常にリアリティに富み、温水を使用することで、より体温に近い状態も再現できます。

このシミュレータを使用して、自然分娩後のケアや標準的な蘇生トレーニングを行うことができます。

www.laerdal.com



NeoNatalie™ 新生児シミュレータ

心臓の動きの評価

- ・へそにて拍動を触診可能
- ・心音

換気

- ・気道が正しく確保されると、
バッグバルブマスクを使って換
気が可能になります。

胸骨圧迫

- ・クリッカー音で胸骨圧迫が
正しく実施できたかどうかの
確認ができます。



新生児のバイタルサインをシミュレート

シナリオトレーニング中に、受講者が新生児の状態を認識できるよう NeoNatalie に接続されている二重機能圧迫バルブを使って、インストラクターは自発呼吸と、へその拍動、及び心音を再現することができます。

また、もう1つの圧迫バルブを使って誕生時の新生児の泣き声も再現できます。



ネオナタリー 新生児シミュレータ

カタログ番号	商品名
340-11133	ネオナタリーライトスキン交換用マネキン一式
340-12133	ネオナタリーボディのみ2個入りライトスキン



ママナタリー 出産シミュレータ

ネオナタリー新生児シミュレータは ママナタリー出産シミュレータとともにご利用いただけます。ママナタリーを使って、リアリティに富んだ出産シナリオを簡単に実施できます。自然分娩や出産時の合併症に関するロールプレイやシミュレーションを通して、より現実見のあるトレーニング体験を実現します。

カタログ番号	商品名
340-00333	ママナタリー

製造販売元

レールダル メディカル ジャパン株式会社
東京都千代田区三番町6-26 住友不動産三番町ビル
お問い合わせ先: 050-3733-2698
CustomerService.jp@laerdal.com