



ママナタリー構成品

ママナタリー 本体

- ー胎盤 臍帯付
- ー擬似血液
- ースポイト吸引器（ペンギンサクション）
- ー手袋×2組（標準サイズ・ロングサイズ）
- ートラウベ（胎児用聴診器）
- ートレイ
- ー排液シート・床シート
- ー尿道カテーテル
- ー20mlシリンジ
- ーネオナタリー用 頭部
- ー収納バッグ
- ー取扱説明書

ネオナタリー

- ースクイーカー 一式（泣き声、自発呼吸による胸郭上下、臍帯拍動の再現用）
- ー臍帯、および臍帯結紮用糸
- ーシート
- ー帽子
- ー収納ポーチ
- ー取扱説明書



ママナタリーは全てひとつのバッグに収納できます
（※バッグのデザイン・色は写真と異なることがあります）

品番	品 名
340-01333	ママナタリー

Buy One
Gift One

ミラ（20歳）：十分な訓練を受けたスタッフによる
処置で、出産時の深刻な合併症を乗り越えて
無事に女兒を出産。



世界では35万人の母親、そして
約200万人の新生児が
産後まもなく死亡しています。そして
この99%は発展途上国で発生しています。

レールダルは、ご購入頂いた分と
同数のママナタリーを
発展途上国に寄贈し、周産期における
母子の防ぎうる死を減らす活動に貢献します。



リアルで使いやすい出産時ケア教育ツール

MamaNatalie ママナタリー



ママナタリー

シンプルでありながらリアルな構造をもち、ファシリテータ、もしくは受講者が産婦役となってロールプレイを行う方式のため、双方に効果的なトレーニングを行うことができます。

コミュニケーションスキルを強化

産婦との良好なコミュニケーションは、お産の状態把握・説明、また適切な処置を行う上で必要不可欠です。ファシリテータ、もしくは受講者がママナタリーを抱えて産婦役になることで、実際の出産時における会話を含めたコミュニケーションスキルの練習に役立ちます。

持ち運び簡単、低価格でしかも使いやすい

ママナタリーは、わずか数分間のイントロダクションを行った後すぐに使用できます。電気を必要とせず、どのような場所でもすぐに準備して使用することができるので、様々な「実際の現場」でシミュレーショントレーニングを行えます。

分娩後出血の管理のための現実的なトレーニング

出産時母体死亡の主要な原因は分娩後出血です。ママナタリーは、シンプルな仕組みで最大1,500mlの出血をシミュレーションすることができます。また産後の子宮収縮の良否もコントロール可能です。




ママナタリーは前向きに抱えて使用し、全て手動でシミュレーションが行えます。

- 胎児心音
- 胎盤の娩出や胎盤遺残
- 産道での胎児の位置
- 子宮の硬さ（子宮収縮の状態）
- 出血の程度と量



ママナタリーは、出産時コミュニケーショントレーニングや分娩後出血の管理トレーニングに適したユニークな特徴を備えています。

付属の新生児NeoNatalie「ネオナタリー」は、新生児の身長・体重をリアルに再現しています。体にぬるま湯を入れることにより、実際の新生児の体重を再現できるだけでなく、本当に新生児に接しているようなリアルな感覚、感触を体験できます。



胎児心拍の確認



尿道カテーテルの挿入



骨盤位分娩



吸引分娩



オキシシンの投与



コントロール下の臍帯牽引



胎盤遺残

ビデオデモンストレーションはこちらをご覧ください
www.laerdal.com/mamanatalie