

## 共通ツールとしてのSimPad PLUS

### レールダルシミュレータ& マネキン

操 作

評 価



### スキルトレーナ 他社製マネキン、模擬患者

評 価



## レールダル教育サービス

### Teaching with SimPad 1日コース

SimPad PLUSを用いたシミュレーション教育について知っていただくコースです。

#### 【対象者】

はじめてシミュレータとSimPad PLUSを使う方



| カタログ番号      | 品 名                          |
|-------------|------------------------------|
| 204-00133   | SimPad PLUS本体                |
| 204-50150   | SimPad PLUSライセンス             |
| 204-00033   | SimPad PLUSシステム              |
| 400-09201   | タブレット型端末 (SimPad 患者モニタ端末)    |
| 210-EDSP400 | Teaching with SimPad 1 日 コース |
| 204-30001PP | SimPad PLUS ワイド保証            |

※当カタログの記載内容は、諸般の事情により予告なく変更される場合がございます。  
予めご了承ください。  
※お問い合わせはカスタマーサービスでお受け致します。

L MJ-MC-0041 | Rev.01-2505



製造販売元  
レールダル メディカル ジャパン株式会社

価格、納期、修理についてのお問い合わせ  
カスタマーサービス ☎ 050-3733-2698  
CustomerService.jp@laerdal.com  
製品の動作方法、トラブル、技術的なお問い合わせ  
ヘルプデスク ☎  
HelpDesk.jp@laerdal.com

© Laerdal Medical. All rights reserved. 24102016V01



タブレットの手軽さをシミュレーションに

## SimPad PLUS

シミュレータの操作  
ログの閲覧  
評価 & 集計



※SimPad PLUSは、模擬患者や他社製品のタスクトレーナにもご利用いただけます。

www.laerdal.com



操作を手軽に、評価を身近に。

## 操作

### モバイル & 簡単


- 直感操作のタブレットスタイル
- 持ち歩きながらの操作も



シンプル化された操作画面、大きなボタン・アイコンは、直感的な操作をサポート。無線LAN接続は、シミュレータ・マネキンのワイヤレス操作を実現。片手に持てるタブレット仕様は、手に持って、受講生の様子を観察しながら、自由な位置から受講生の指導を可能にします。

### 自動化

- お気に入り設定をいくつも登録 & 再現
- シミュレーションの実施項目、チェック項目をプログラム & 自動化
- 登録内容、プログラム内容によるトレーニングの標準化



バイタルサインなど、トレーニング内容ごとの設定を登録し、簡単に呼び出せる「テーマ」の機能。実施項目・チェック項目の事前作りこみ、評価の定型化を実現する「シナリオ」の機能。これらの機能により、都度設定の手間を減らし、トレーニングの標準化が可能となります。

## 評価

### 評価 & 集計



- 紙での記録、集計からの開放
- 過去データの蓄積（ログであれば5年以上も）
- 単体で評価ツールとしても活用可能

評価のための記録も、SimPad PLUSがあれば評価用紙に書く必要はありません。記録からデータ化まで SimPad PLUSが行い、本体内に保存されます。SimPad PLUSはレールダル製品と組み合わせなくても、単体評価・記録ツールとして活用できます。



### ログ & 画像



- 自動でのログ生成
- CPR のグラフィカルなログ
- 3つの動画+モニタ画像をログ同期表示（SimView Mobileとの組み合わせによる追加機能）

作成済みのテーマやシナリオであれば自動的にログが記録されます。さらに、グラフィカルに表示されたCPR結果はフィードバック向上に役立ち、多方向からの動画と患者モニタ画面の記録（SimView Mobileとの組み合わせ）は、客観的評価に役立ちます。

