



Laerdal

helping save lives



The BAG™

Insufflateur manuel à usage unique

The BAG™ est un insufflateur manuel à usage unique, fabriqué avec des matériaux de haute qualité. Il est doté de nombreuses fonctionnalités qui le rendent facile à utiliser : sangle intégrée, excellent retour, design rotatif . Il est conçu pour satisfaire aux dernières exigences de sécurité et de performance.

The BAG est disponible en 3 tailles : adulte, enfant et nouveau-né.

The BAG présente des fonctionnalités supplémentaires par rapport à l'ancien insufflateur manuel jetable, The BAG II.

Caractéristiques de The BAG™

- ✓ Le ballon auto-remplisseur est fabriqué avec des matériaux exempts de PVC et de phtalates*
- ✓ Il est conçu pour satisfaire aux dernières exigences de sécurité et de performance.
- ✓ Il est doté d'une sangle intégrée qui permet une bonne prise en main.
- ✓ Valve de sécurité bien visible pour une utilisation facile. Les versions adulte et enfant disposent d'un système de blocage simple et intuitif.
- ✓ Fabriqué avec des matériaux de haute qualité, il assure un excellent retour qui facilite la ventilation.
- ✓ Il est livré avec le masque facial Laerdal, réputé pour sa bonne étanchéité qui réduit les risques de fuite.
- ✓ The BAG peut pivoter, ce qui permet une ventilation ininterrompue en cas de changement de position.
- ✓ Des grandes valves de haute qualité permettent d'obtenir une concentration en oxygène allant jusqu'à 98 %.



Port PEP intégré et port pour manomètre



Pression clairement visible
Valve de sécurité sur toutes les tailles



Sangle intégrée qui permet une bonne prise en main



Accessoires : filtre respiratoire et valve de remplissage
Adaptateur avec connecteur de 25 mm



Accessoires : valves PEP et manomètre

Informations de commande

Insufflateur The BAG (lots de 12)

84711040	Insufflateur The BAG nouveau-né avec masque n° 1
84722040	Insufflateur The BAG enfant avec masque n° 2
84723040	Insufflateur The BAG enfant avec masque n° 3
84734040	Insufflateur The BAG adulte avec masque n° 4
84735040	Insufflateur The BAG adulte avec masque n° 5

Masques The BAG (lots de 12)

847011	Masque The BAG n°1
847012	Masque The BAG n°2
847013	Masque The BAG n°3
847014	Masque The BAG n°4
847015	Masque The BAG n°5

*Le tuyau d'oxygène et les masques ne sont pas exempts de PVC.

Accessoires (lots de 12)

847021	Valve PEEP The BAG (2 à 10 cmH ₂ O)
847022	Valve PEEP The BAG (5 à 20 cmH ₂ O)
847030	Filtre respiratoire The BAG
847040	Manomètre The BAG
847050	Adaptateur de valve de remplissage The BAG

Normes réglementaires et approbations

Europe : dispositif certifié CE de classe IIa conformément au règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.

Laerdal Medical est certifié par DNV Product Assurance AS selon la norme ISO 13485:2016

CE2460 Ce produit est conforme aux exigences essentielles du règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.



Pour plus d'informations, scannez le code QR ou rendez-vous sur [Laerdal.com](https://www.laerdal.com).

