



Laerdal

helping save lives



レールダルポケットマスク

患者と救助者の両方を保護

世界初の折りたたみ式ポケットマスクとして発売され、信頼と実績を積み重ねてきた製品です。



レールダルポケットマスクは、そのデザインやフィルタや一方向弁に工夫が凝らされた高品質のマスクです。このマスクをご使用いただくことで、CPR 中に患者と救護者を保護できます。また、患者と救助者の間にわずかな距離を維持し、ご使用時でも患者の唇の色を視覚的に評価できる構造になっています。マスクに体液が認められた場合は、気道をきれいにする対応が必要であると判断できます。このほか、搭載の高品質テクノスタットフィルタにより、換気中にユーザーを保護することも可能です。

主な機能

- 高品質のテクノスタットT-150(+)フィルタ* - 換気時に、より効果的に救助者を保護します。
- 一方向弁* - 換気中の逆流・汚染リスクを低減できます。
- 再利用可能 / 洗浄が簡単 - 性能の劣化・損失させずに、少なくとも 20 回の洗浄サイクルに耐えられることをテスト済み。
- 軽量で、折りたたみ可能 - ご使用、持ち運び および 保管がすべて簡単。
- 透明素材 - 患者の唇の色を確認しやすい / マスクに体液が付着した場合には、気道を確保する必要があると判別しやすい。
- 成人や小児、乳幼児に使用可能 - 乳幼児に使用する場合は、マスクを180°回転させれば、密封性を向上できます。
- 酸素インレット (オプション)** - 酸素補給が可能になります。
- 収納ケースを選択可能 - ハードケース、ソフトポーチ、ビニールジップロックからご選択できます。
- ケースにオリジナルロゴ - 収納ケースに、お客様独自のロゴを入れられます。
- 素材に、天然ゴムラテックスは含まれていません。

注: 子供や乳幼児へのご使用する場合は、レールダル小児用ポケットマスクもご検討ください。



フィルタ
820610

一方向弁
820410

高品質のテクノスタットフィルタ

両面仕様のテクノスタット T-150(+) フィルタは、空気抵抗が低く、集塵容量が高いため、救助者と患者の間を往來する空気中の汚染物質を除去します。

さらに、未使用状態のフィルタは、0.6 マイクロメートル (μm) の塩化ナトリウム (NaCl) 粒子に対して 1.8% の透過率であることが、試験により確認されています。また、ウイルスおよびバクテリアのろ過効率試験では、平均粒子径 2.7 マイクロメートル (μm) のエアロゾル粒子の 99.99% が除去されることが証明されました。²

1. Collingwood, K. et al (2014), Four Pocket Masks: Ease of Assembly and Sturdiness
2. Nelson Labs (2018)レールダルメディカルの社内資料より

カタログ番号:

カタログ番号 品名:

82003105 レールダルポケットマスクハードケース(黄)
82002105 レールダルポケットマスクソフトポーチ(青)
82992205 レールダルポケットマスクソフトポーチ(黒)
82992305 レールダルポケットマスクソフトポーチ(迷彩)
82000105 レールダルポケットマスクジップロック

83003105 レールダルポケットマスク酸素インレット付ハードケース(黄)
83002105 レールダルポケットマスク酸素インレット付ソフトポーチ(青)

*一方向弁とフィルタはどちらも使い捨てのため、必ず、ご使用ごとに交換してください。

**酸素インレット付きのマスクには、マスクを患者の顔に固定するためのヘッドストラップが装備されています。

82005005 レールダル小児用ポケットマスク(青)
82005205 レールダル小児用ポケットマスク(黒)

仕様:

寸法・重量

重量: 115 グラム (0.25ポンド)

サイズ (高さ × 幅 × 奥行き): 101 mm (4.0 インチ) × 123 mm (4.8 インチ) × 33 mm (1.3 インチ)

保管

保存期間: 5 年

ビニールジップロック



ハードケース



ソフトケース



詳しくは、laerdal.com/jp/をご覧ください

©2024 Laerdal Medical. 無断複写・転載禁止2310-122845

LMJ-MC-0114 | R01-2510



◀ お問合せはこちらから



Laerdal

helping save lives

酸素インレット付きポケットマスク
製造販売承認番号: 219008ZX00032000 JMDNコード: 36066000
レールダル ポケットマスク
製造販売届出番号: 1381X00175000007 JMDNコード: 70564000
レールダル 小児用ポケットマスク
製造販売届出番号: 1381X00175000008 JMDNコード: 70564000