



**Laerdal**<sup>®</sup>

helping save lives



実機でリアルなトレーニングを

## ShockLink™

ShockLinkは現場で使用する実際の除細動器とトレーニングマネキンを接続して、安全でリアルなBLSトレーニングを可能にします。専用トレーニングパッドとShockLinkを介して除細動器実機に接続することにより、ショックのエネルギーを安全に消化します。施設で利用中の除細動器とマネキンですぐにトレーニングが開始できるので、コストパフォーマンスと物品管理が格段に高まります。ShockLinkは市場の各社除細動器とレールダルのほとんどのマネキン、もしくはシミュレータに接続可能です。お手持ちの物品ですぐにリアルで標準化されたトレーニングを実施することができます。



[www.laerdal.com](http://www.laerdal.com)

# ShockLink™

## 特徴

- 成人の除細動エネルギーに対応(360Jまで)
- 小児の除細動エネルギーに対応(10Jから)
- 除細動エネルギーとペースングを計測
- 各種ECGデータを搭載(リモコン使用時のみ)
  - Sinus Rhythm
  - VT Slow
  - VT Fast
  - SVT
  - VF
  - PEA
  - Asystole
  - Bradycardia



## QCPR®

ShockLinkはQCPRのトレーニングにも有用です。レサシアンQCPRマネキンとSimPadスキルレポータと併用することにより心調律および除細動ショックの実施が自動的に記録され、分析、ディブリーフィングに活用できます。



## 仕様

- 自動電源オン/オフ機能
- バッテリ寿命：約50時間のトレーニング
- 寸法：
  - 8.5(L) × 5.3(w) × 1.9(H) cm
- 重量：約110g
- 対応除細動器【予定】

**PHILIPS**

MRx  
FR3

**ZOLL**

Zoll AED Plus®  
Zoll R series®  
Zoll X series®

**PHYSIO  
CONTROL**

LIFEPAK® 12  
LIFEPAK® 15  
LIFEPAK® 20  
LIFEPAK® 1000

**NEW!**

**日本光電**



カタログ番号	商品名
185-10050	ShockLink

## 消耗品・アクセサリ

カタログ番号	商品名
198-80150	ShockLink マルチトレーニングパッド
185-21050	ShockLink バッテリ蓋
185-00450	ShockLink ポーチ
185-00350	ShockLink リモコン
185-50450	ZOLL ShockLink トレーニングアダプタ
185-50750	日本光電 ShockLink トレーニングアダプタ



**Laerdal®**

helping save lives

製造販売元

レールダル メディカル ジャパン株式会社

〒102-0075 東京都千代田区三番町6-26 住友不動産三番町ビル

カスタマーサービス 050-3733-2698

customerservic.jp@laerdal.com

※当カタログの記載内容(製品仕様等)は、諸般の事情により予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。